

Console TEHNOCARE[®] CPUH

Consolă suspendată pentru distribuția gazelor medicale și sisteme de iluminare



... quality for life

DETALII TEHNICE

Sisteme de susținere

Stâlpi de susținere:

- flanșă de fixare și coloane din oțel
- dimensiuni -lungimi în funcție de înălțimea camerei
- suprafața secțiunii aprox. 100 cm²
- brațe rabatabile - simplu și dublu articulate pentru perfuzii și injectomate

Circuite electrice


Tensiune nominală	230 V
Frecvență nominală	50 Hz
Numărul de circuite de alimentare electrică	max. 3
- priză circuit principal	230 V / 16 A, culoare albă
- priză circuit secundar	230 V / 16 A, culoare verde
- priză circuit rezervă	230 V / 16 A, culoare roșu
Tensiune priză alarmare	max. 24 V
Prize echipotențial	63 A
Circuite electrice protejate cu furtun flexibil în interiorul brațelor	

Gaze medicale

Oxygen (O ₂)	pres. 5 bar
Aer medical (A4)	pres. 5 bar
Vacuum (Vac)	pres. -0.9 bar
Alimentarea unităților terminale cu furtun flexibil pentru gaze medicale	
alte gaze disponibile: N ₂ O, CO ₂ , AGSS, aer instrumentar	

Clasificare conform Directivei 93/42 CEE

Clasa de protecție electrică	I
Clasa de risc a dispozitivului medical	IIB



TEHNOPLUS[®] MEDICAL își rezervă dreptul de a face modificări care pot afecta informația conținută în această broșură, fără o înștiințare prealabilă și fără a afecta dispozitivele livrate anterior, toate acestea în vederea îmbunătățirii produselor și serviciilor oferite.

Notă: Imaginile prezentate în acest catalog au titlu informativ.

Producător:

TEHNOPLUS MEDICAL S.R.L.

Str. Odobesti nr. 1, sector 3, București

Tel.: +4021.348.52.72

+4021.348.52.82

+4021.348.53.23

Fax: +4021.348.53.43

Mobil: +4037.273.31.54

http:// www.tehnoplus.ro

e-mail: tehnoplus@tehnoplus.ro

