

Novos, Terra, Calma



Paturi universale de uz spitalicesc



Paturile universale Novos, Terra si Calma îndeplinesc cerintele privind spitalizarea pacientului atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, în secțiile standard din unitățile medicale.

CALMA



- Pat mecanic: poziționarea secțiunii pentru spate și șezut se face cu un amortizor pneumatic.
- Platforma saltelei este compusă din 2 sau 4 secțiuni (cu dimensiunile 86x200 cm), formate din grilaje sudate.
- Platforma saltelei poate fi extinsă cu 10 cm pe ambele părți ale patului (în total 20 cm).
- Panourile de la capetele patului nu sunt detașabile.
- Patul este dotat cu 4 roți Tente de 125 mm (2 roți pe diagonală cu dispozitive de frânare, o singură direcție de blocare).
- Roți de siguranță în colțurile patului.
- Greutate maximă admisă 170 kg.

TERRA



- Pat mecanic: secțiunea pentru spate și cea pentru șezut se poziționează cu un amortizor pneumatic.
- Platforma saltelei este compusă din 2 sau 4 secțiuni (cu dimensiunile 86x200 cm), formate din grilaje sudate.
- Patul rabatabil Terra permite poziționarea pacientului în poziția TR/ATR (15°/9°).
- Platforma saltelei poate fi extinsă cu 10 cm pe ambele părți ale patului (în total 20 cm).
- Panourile de la capetele patului nu sunt detașabile.
- Patul este dotat cu 4 roți Tente de 125 mm (2 roți pe diagonală cu dispozitive de frânare, o singură direcție de blocare).
- Sistem de frânare central (opțional).
- 3/4 panouri laterale sudate de cadrul patului - doar pentru platforma saltelei din 4 secțiuni (opțional).
- Roți de siguranță în colțurile patului.
- Greutate maximă admisă: 170 de kg.

NOVOS



- Secțiunile de ridicare și secțiunile individuale ale platformei saltelei se poziționează cu ajutorul dispozitivului de acționare.
- Platforma saltelei este compusă din 4 secțiuni (86x200 cm), formate din grilaje sudate.
- Reglarea înălțimii patului între 45-82 cm.
- Platforma saltelei poate fi extinsă cu 10 cm pe ambele părți ale patului (în total 20 cm).
- Panourile de la capetele patului sunt detașabile, având un panou detașabil.
- Patul poate fi controlat ușor cu 3 dispozitive de acționare și o telecomandă.
- Patul este dotat cu 4 roți Tente de 125 mm.
- Sistem de frânare central (opțional).
- 3/4 panouri laterale sudate de cadrul patului (opțional).
- Roți de siguranță în colțurile patului.
- Greutate maximă admisă: 170 kg.