

TOPIC

Perfecțiunea în igienă



Noile echipamente TOPIC pentru spălare și dezinfectare

Noua generație TOPIC de mașini de spălat și dezinfectat cu un nou control complet electronic și o calitate a igienei mult mai bună

Pentru ca personalul medical să aibă mai mult timp pentru pacienți.

Datorită dispozitivelor de spălat și dezinfectat, MEIKO contribuie în mod semnificativ și eficient la responsabilitatea de a oferi o igienă optimă a instrumentarului. Ca producător al produselor TOPIC și, în același timp ca lider de piață, MEIKO a stabilit standardele industriale în ceea ce privește calitatea igienei și a spălării, a securității și siguranței, a ușurinței în utilizare și în manipulare și a raportului preț / performanță.

■ Ușurință în exploatare prin funcția automată de golire și prin procesele de curățare

- Securitate în igienă prin controlul valorii A₀ respectând astfel cerințele standardului EN ISO 15883
- Procesele economice și ecologice, ca rezultat al reducerilor suplimentare a consumului de resurse
- Flexibilitate în utilizare – suporti multifuncționali pentru instrumentar
- Siguranță și securitate pentru utilizatori, datorită conceptului simplu de operare: "One Touch" / O singură apăsare



Cu cât personalul medical se poate baza mai mult pe tehnologie, cu atât are mai mult timp la dispoziție pentru pacienți. Tehnologia Meiko de spălare și dezinfectare asigură un nivel ridicat de securitate și fiabilitate.



**MEIKO**

Tehnologie completă pentru igienă sigură și operare simplă

Atunci când avem grijă de alte persoane, securitatea igienei este cea mai importantă cerință. Prevenirea infecțiilor este un subiect din ce în ce mai important atunci când oamenii sunt dependenți de ajutorul celorlalți.

Echipamentele TOPIC se remarcă față de alte produse prin simplitate, design robust și eficiență:

Ploști și urinare, oale de noapte – totul este golit automat, discret, rapid și sigur, spălat și dezinfectat într-un mediu închis. Totul într-un proces plăcut și confortabil pentru personalul medical.

Design de top

Programul de start: încărcare foarte simplă prin "One Touch" / O singură apăsare, pentru pornirea programului. Securitate atât pentru pacienți cât și pentru utilizatori.

Calitate de top

Inoxul este condiția de bază pentru o durată lungă de funcționare, pentru ușurința curățeniei și pentru securitatea igienei.

Economii de top

Consum limitat de resurse, tehnologie simplă pentru întreținere, fiabilitate remarcabilă, crescută.

- Instrumentar de îngrijire scilpitor de curat, obținut cu ajutorul tehnologiei bazate pe tehnologia de spălare cu jet multidirecțional, cu sistem de curățare intensivă prin jet puternic de apă
- Sistem simplu de încărcare datorită suporturilor multifuncționali
- Display ușor de citit, cu afișaj simplu pentru text
- Afișaj de operare explicativ
- Design compact pentru economisirea spațiului
- Modele cu preț redus, metodă de operare ecologică

MEIKO TOPIC, un echipament diferit.

Echipat cu tot ce este necesar și util.




Operarea simplă a echipamentelor permite personalului medical să dedice mai mult timp pacienților pe care îi au în grijă.

Camera de spălare fără margini și fără colțuri ascuțite, rezistentă la depuneri și cu funcție de auto-curățare, sistem special cu jet de apă pentru curățare intensivă.




Modul de funcționare al MEIKO TOPIC:



Ecran ușor de citit cu 2 linii de text care indică informații despre program, temperatură, mesaje de eroare

Unic și inovator

Echipamentele TOPIC cu M-Commander și M-Commander W. Software-ul de analiză pentru echipamentele de spălare și dezinfectare MEIKO






m
MEIKO
Stație
service

Echipamentele TOPIC pot fi adaptate oricăror dimensiuni ale încăperilor

MEIKO-TOPIC este combinat cu o chiuvetă de scurgere practică. Unitate mică cu capacități mari. Echipamentele de spălare și dezinfectare, cu cuvă cu scurgere și lavoar cu formă specială pentru spălarea mâinilor, sunt o combinație reușită între aspect plăcut și funcționalitate.



Înălțime de lucru 1000 mm




Instalare rapidă și ergonomică


10 avantaje de top ale gamei de echipamente TOPIC

- 1 Tehnologia dezvoltată pentru aplicații practice asigură o igienă de calitate.
- 2 Acționare simplă prin „One Touch” / O singură apăsare și tastatură mare cu simboluri clare.
- 3 Ecran informativ clar și ușor de citit.
- 4 Ușor de încărcat, suport multifuncțional pentru instrumentar.
- 5 Curățare integrală cu jet de apă prin sistemul optimizat cu jet de apă.
- 6 Sistem electronic de control cu o serie de programe de curățare pentru o utilizare flexibilă.
- 7 Securitate în igienă asigurată prin dezinfectare termică.
- 8 Acces direct și rapid pentru service-ul și întreținerea echipamentelor.
- 9 Instalare simplă și rapidă (inclusiv conexiunile).
- 10 Izolare termică și acustică.


TOPIC ca unitate independentă



TOPIC ca unitate compactă



TOPIC pentru instalare sub o suprafață de lucru



Accesorii și rafturile prezentate împreună cu echipamentele de spălare și dezinfectare nu sunt livrate împreună cu produsele și trebuie comandate separat



MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG
Englerstr. 3 · 77652 Offenburg · Germany
Tel. +49 (0)781 / 203-0 · Fax +49 (0)781 / 203-1229
www.meiko.de · E-Mail: info@meiko.de

TEHNOPLUS SERVICE S.R.L.

Str. Odobesti nr. 1, sector 3, Bucuresti

Tel.: +4021.348.52.72
+4021.348.52.82
+4021.348.53.23

Fax: +4021.348.53.43
Mobil: +4037.273.31.54

http:// www.tehnoplus.ro
e-mail: tehnoplus@tehnoplus.ro

