

**Stimati colaboratori Novaintermed revine in atentia
dumneavoastra cu o oferta de echipamente pentru
divizia de urgenta**



Uriscan Pro II Analizor automat pentru urina

- este folosit pe scara larga in spitale unde exista numar mare de probe
- memorie de 1000 teste si cu o viteza de lucru de 720 teste/ora sau un test la 5 secunde.
- selectia se face automat a 8 articole combinate dintre 4 la 11 parametrii.
- mod de operare - semiautomata
- auto alimentare cu stripuri
- doua moduri de testare - rutina 100 sec si rapid 6 sec.
- comunicare in 6 limbi
- pana la 2000 rezultate memorate



Analizor automat coagulare CGM-6100K

- usor de utilizat si compact, dimensiuni reduse
- functia de autocuratare reduce riscul contaminarii accidentale
- rezultate rapide si foarte precise;
- metoda fotometrica
- analiti determinati : PT, APTT, FIBRINOGEN
- reactivi precalibrati si mentenanta minima din partea utilizatorului
- inregistrare automata a reactivilor si consumabilelor cu ajutorul cititorului de coduri de bare
- volum mic de proba – important mai ales pentru probele pediatrice 37 ul PT, APTT si 10 ul Fbg
- capacitate de stocare de 500 probe .
- dimensiuni reduse : 60 x 60 x 65 cm